


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tdp2 (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - O95551

Numéro d'article: CM0020264



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TDP2, validé par KO. Détecte le TDP2 humain et murin (O95551) par WB et ELISA. Convient aux applications de recherche sur la réparation de l'ADN, la biologie des topoisomérases et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] TDP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Espèce	Humain
GeneID	51567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la TDP2 humaine (NP_057698.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95551
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace