

Anticorps Polyclonal Anti-Tdrd1 Pour Wb, Elisa - Q9Bxt4

Numéro d'article: CM0015340



Introduction

Anticorps polyclonal TDRD1 de lapin validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Cible l'antigène cancer/testicule CT41.1, essentiel à la répression des transposons médiée par les piARN au cours de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDRD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT41.1 ; TDRD1
Espèce	Homme
GeneID	56165
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-125 de la TDRD1 humaine (NP_942090.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BXT4
Poids de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace