

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tdrd3 Pour Wb Et Elisa - Q9H7E2

Numéro d'article: CM0025932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TDRD3 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Il reconnaît une protéine d'échafaudage impliquée dans la coactivation transcriptionnelle et l'assemblage des granules de stress. À usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDRD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TDRD3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	81550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la TDRD3 humaine (NP_110421.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H7E2
Poids moléculaire de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace