

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tdrkh Pour Wb, Elisa - Q9Y2W6

Numéro d'article: CM0027650



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TDRKH, adapté pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des piARNs et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TDRKH Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | TDRD2 ; TDRKH                                                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (humain)      | 11022                                                                                                                                         |
| GeneID               | 11022                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36 à 355 de la protéine TDRKH humaine (NP_001077432.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                | Q9Y2W6                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 62 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sachet réfrigérant                                                                                                                            |