

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tdt Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Numéro d'article: CM0007716



Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin anti-TdT (clone A22618) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Il présente une réactivité spécifique avec la désoxynucléotidyltransférase terminale humaine, une enzyme nucléaire essentielle à la recombinaison V(D)J.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TdT
Remarques/Alias	TDT ; TdT
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1791
ID du gène	1791
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04053
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant