


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tdt Pour Wb, Elisa - P04053

Numéro d'article: CM0029498



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TdT humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour l'étude de la recombinaison V(D)J et du développement des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                |
|--------------------|-----------------------|
| Nom du Produit     | TdT Lapin pAb         |
| Remarques/Alias    | TDT; TdT              |
| Espèce             | Humain                |
| GeneID (Humain)    | 1791                  |
| GeneID             | 1791                  |
| Immunogène         | Protéine recombinante |
| Source             | Lapin                 |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux |
| Application        | WB, ELISA             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat   |
| SWISS              | P04053                |
| Poids Protéique    | 59kDa                 |
| Expédition         | Sac de glace          |