

Anticorps Polyclonal Anti-Tead1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

Numéro d'article: CM0026661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TEAD1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation Hippo et de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEAD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7003
Identifiant de gène	7003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 135-215 de la TEAD1 humaine (NP_068780.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28347
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace