


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tead1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - P28347

Numéro d'article: CM0014290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TEAD1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP, avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation Hippo, de la régulation de la transcription et du développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEAD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7003
GeneID	7003
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de TEAD1 humain (NP_068780.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28347
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sachet de glace