

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tead1/2/3/4 Pour Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Numéro d'article: CM0012743



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TEAD1/2/3/4 de haute qualité pour le transfert Western et l'ELISA, ciblant les facteurs de transcription TEAD humains dans la recherche sur la signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TEAD1/2/3/4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AA ; REF1 ; TCF13 ; TEF-1 ; NTEF-1 ; TCF-13 ; TEAD-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7003/7004/8463/7005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 174-263 de TEAD4 humain (NP_003204.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa/49 kDa/47 kDa
Expédition	Sac de glace