


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tead3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99594

Numéro d'article: CM0028006



Introduction

TEAD3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, qui reconnaît la TEAD3 (TEF-5) humaine, de souris et de rat à 49 kDa. Il cible le facteur de transcription de la voie de signalisation Hippo pour la recherche sur le placenta et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEAD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
Espèce	Humain
GenID (humain)	7005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 130 à 330 de la TEAD3 humaine (NP_003205.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99594
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace