

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tead4 Pour Wb, Elisa - Q15561

Numéro d'article: CM0006755



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TEAD4 pour Western blot (WB) et ELISA pour détecter le TEAD4 humain, un facteur de transcription clé de la signalisation Hippo régulant la prolifération et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin TEAD4
Remarques/Alias	TEAD4 ; EFTR-2 ; RTEF1 ; TCF13L1 ; TEF-3 ; TEF3 ; TEFR-1 ; hRTEF-1B ; facteur de transcription à domaine TEA 4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7004
ID du gène	7004
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 140-240 du TEAD4 humain (Q15561)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15561
Poids moléculaire de la protéine	34kDa/44kDa/48kDa
Expédition	Sac de glace