

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tead4 Pour Wb, Elisa - Q15561

Numéro d'article: CM0030880



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TEAD4 (TEF-3) humain, validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEAD4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7004
Identifiant de gène	7004
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 250 de TEAD4 humain (NP_003204.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15561
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace