


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tec Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

Numéro d'article: CM0013148



Introduction

Le Tec Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre la protéine Tec humaine recombinante (acides aminés 1-280). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA, il détecte Tec dans des échantillons humains, de souris et de rat, ce qui le rend idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tec Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSCTK4; Tec
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7006
GeneID	7006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la protéine Tec humaine (NP_003206.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42680
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace