


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tefm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qe5

Numéro d'article: CM0028647



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TEFM humaine (C17orf42), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la transcription mitochondriale et de la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | TEFM Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias              | C17orf42; TEFM                                                                                                                    |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant du gène (Humain) | 79736                                                                                                                             |
| Identifiant du gène          | 79736                                                                                                                             |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36 à 210 de la TEFM humaine (NP_078959.3). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Applications                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                        | Q96QE5                                                                                                                            |
| Poids de la protéine         | 42 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                      |