


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tek Pour Wb Et Elisa - Q02763

Numéro d'article: CM0018027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TEK humain (TIE2, CD202B) pour les applications Western Blot et ELISA. Détecte le TEK humain, de souris et de rat avec une bande prédite à 126 kDa. Convient aux études sur l'angiogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEK Lapin pAb
Remarques/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7010
GenelD	7010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-750 du TEK humain (NP_000450.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02763
Poids de la protéine	126kDa
Expédition	Sac de glace