


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tek (Tie2) Pour Wb, Elisa - Q02763

Numéro d'article: CM0024926



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TEK (TIE2 ; CD202B) humain, validé pour Western blot et ELISA. Adapté aux études sur les récepteurs de l'angiopoïétine dans la recherche sur l'angiogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEK Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7010
GeneID	7010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-750 de TEK humain (NP_000450.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02763
Poids de la protéine	126kDa
Expédition	Sac de glace