

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Telo2 Pour Wb, Elisa - Q9Y4R8

Numéro d'article: CM0022394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TEL2 humain (hCLK2, TEL2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN, la signalisation mTOR et la biologie des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb Lapin Telo2
Remarques/Alias	CLK2; TEL2; YHFS; Telo2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9894
ID du gène	9894
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-550 de Telo2 humain (NP_057195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y4R8
Poids protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace