

Anticorps Polyclonal Anti-Tenascine C Pour Wb - P24821

Numéro d'article: CM0020418



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Tenascine C humaine (TN-C), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le cancer. Poids moléculaire prédit 241kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Tenascine C Lapin pAb
Remarques/Alias	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascine C
Espèce	Humain
ID de Gène (humain)	3371
ID de Gène	3371
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24821
Poids de la Protéine	241kDa
Expédition	Sac de glace