

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tenascine-X (Tnxb) Pour Wb, Elisa - P22105

Numéro d'article: CM0019985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Tenascine-X humaine (TNXB) validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur la matrice extracellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNXB Rabbit pAb
Remarques / Alias	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Espèce	Humain
GeneID	7148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 444-673 de la TNXB humaine (NP_115859.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P22105
Poids protéique	458 kDa
Expédition	Sac isotherme