

Anticorps Polyclonal Anti-Tenm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Numéro d'article: CM0015413

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TENM1 humain (Teneurine-1). Validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le développement neural et la neuroplasticité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TENM1
Remarques/Alias	TNM ; ODZ1 ; ODZ3 ; TEN1 ; TNM1 ; ten-1 ; TEN-M1 ; TENM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10178
GeneID	10178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-540 du TENM1 humain (NP_001156750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKZ4
Poids protéique	305 kDa
Expédition	Sac de glace