


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Terf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54274

Numéro d'article: CM0013162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine TERF1 humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche en biologie des télomères, stabilité chromosomique et étude du complexe shelterine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TERF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7013 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 275 de la protéine TERF1 humaine (NP_059523.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P54274
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace