


Anticorps Polyclonal Anti-Terf2 Pour Wb - Q15554

Numéro d'article: CM0023114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TERF2 humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la biologie des télomères et la recherche sur le complexe shelterin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	TERF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRF2; TRBF2; TERF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7014
GeneID	7014
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du TERF2 humain (NP_005643.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15554
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace