

Anticorps Polyclonaux Anti-Terf2Ip Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Numéro d'article: CM0026056



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin contre TERF2IP (RAP1) pour WB, IF/ICC, ELISA, validés sur humain et souris. Cible la protéine d'interaction 1 avec le facteur de liaison aux répétitions télomériques 2, une composante du shelterin et un régulateur de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TERF2IP Lapin pAb
Remarques/Alias	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Espèce	Humain
ID de Gène	54386 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de TERF2IP humain (NP_061848.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NYB0
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace