


Anticorps Monoclonaux Anti-Tert Pour Wb, Elisa - O14746

Numéro d'article: CM0012515



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le TERT humain (Télomérase transcriptase inverse), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour la biologie des télomères, le vieillissement et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TERT Lapin mAb
Remarques/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7015
GeneID	7015
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1132 du TERT humain (O14746).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14746
Poids Protéique	127kDa
Expédition	Sac de glace