

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tes Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Numéro d'article: CM0028480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TES humaine (Testine), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. La TES est une protéine d'échafaudage impliquée dans l'adhésion cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TES Rabbit pAb
Remarques/Alias	TESS; TESS-2; TES
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	26136
Identifiant du gène	26136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la TES humaine (NP_056456.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UGI8
Poids protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace