

Anticorps Monoclonal Anti-Tet1 Pour Wb Et Elisa - Q8Nfu7

Numéro d'article: CM0007695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le TET1 humain, adapté aux applications de Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat, idéal pour la recherche épigénétique et sur le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TET1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	LCX ; CXXC6 ; bA119F7.1 ; TET1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80312
GeneID	80312
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFU7
Poids moléculaire protéique	235 kDa
Expédition	Sac de glace