

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tet1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nfu7

Numéro d'article: CM0018478



Introduction

Validez TET1, régulateur clé de la déméthylation de l'ADN et de la chromatine, avec cet anticorps polyclonal de lapin. Testé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réactif sur échantillons humains, de souris et de rat. (Q8NFU7)

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TET1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	80312
Identifiant du gène	80312
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q8NFU7
Poids de la protéine	235 kDa
Expédition	Sachet de glace