

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tet1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q3UrK3

Numéro d'article: CM0024563

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la souris TET1, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une bande d'environ ~219 kDa ; présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études de déméthylation de l'ADN et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TET1
Remarques/Alias	LCX ; Cxxc6 ; mKIAA1676 ; D10ErtD17e ; 2510010B09Rik ; TET1
Espèce	Souris
GeneID	52463
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1749-1902 de la souris TET1 (NP_001240786.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3URK3
Poids Moléculaire Protéique	219 kDa
Expédition	Sac de glace