

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tet2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6N021

Numéro d'article: CM0026502



### Introduction

Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible le TET2 humain (Q6N021), une méthylcytosine dioxygénase impliquée dans la déméthylation de l'ADN, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | pAb de lapin TET2                                                                                                                |
| Remarques/Alias             | MDS ; IMD75 ; KIAA1546 ; TET2                                                                                                    |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)             | 54790                                                                                                                            |
| GeneID                      | 54790                                                                                                                            |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1833-2002 du TET2 humain (NP_001120680.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                       | Q6N021                                                                                                                           |
| Poids moléculaire protéique | 224 kDa                                                                                                                          |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                     |