


Anticorps Polyclonal Anti-TEX101 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By14

Numéro d'article: CM0022682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TEX101 humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la fécondation et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TEX101 Lapin pAb
Remarques/Alias	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Espèce	Humain
GeneID	83639
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-150 du TEX101 humain (NP_113639.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY14
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace