

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tfam Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

Numéro d'article: CM0007914



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TFAM humain, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription mitochondriale et la maintenance de l'ADNmt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TFAM
Remarques/Alias	TCF6 ; MTTF1 ; MTTFA ; TCF6L1 ; TCF6L2 ; TCF6L3 ; MTDPS15 ; TFAM
Espèce	Humain
GeneID	7019
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 du TFAM humain (NP_003192.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00059
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace