

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tfam Pour Wb - Q00059

Numéro d'article: CM0007434



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le TFAM humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Idéal pour la recherche sur la transcription mitochondriale et la maintenance de l'ADNmt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TFAM Rabbit mAb
Remarques/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7019
GeneID	7019
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q00059
Poids Protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace