

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfam Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q00059

Numéro d'article: CM0020160



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TFAM humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche sur la transcription mitochondriale et le maintien de l'ADNmt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFAM Rabbit pAb
Remarques / Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7019
GenelD	7019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la TFAM humaine (NP_003192.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00059
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sachet de glace