

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfam Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Numéro d'article: CM0018266



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TFAM humain, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription mitochondriale et le maintien de l'ADNmt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFAM Rabbit pAb
Remarques / Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7019
Identifiant de gène	7019
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la TFAM humaine (NP_003192.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00059
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sachet de glace