

Anticorps Polyclonal Anti-Tfap2B Pour Wb, Elisa - Q92481

Numéro d'article: CM0029969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain TFAP2B, impliqué dans le développement. Convient pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique à l'humain. Poids moléculaire prédit : 50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFAP2B Lapin pAb
Remarques/Alias	PDA2 ; AP-2B ; AP2-B ; AP-2bêta ; TFAP2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7021
GeneID	7021
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TFAP2B humain (Q92481).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92481
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace