

Anticorps Polyclonal Anti-Tfap2C Pour Wb, Elisa - Q92754

Numéro d'article: CM0025928

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TFAP2C humain (Facteur de transcription AP-2 gamma), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la biologie du développement, la recherche sur le cancer et les études de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFAP2C Lapin pAb
Remarques/Alias	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7022
GeneID	7022
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du TFAP2C humain (NP_003213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92754
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace