


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfb1M Pour Wb, Elisa - Q8Wvm0

Numéro d'article: CM0015812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TFB1M humaine (diméthyladénosine transférase 1, mitochondriale) pour WB et ELISA. Réagit en cross-réaction avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'assemblage des ribosomes mitochondriaux et de la transcription de l'ADN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFB1M Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51106
ID du gène	51106
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 346 de la TFB1M humaine (NP_057104.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WVM0
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace