


Anticorps Polyclonal Anti-Tfe3 Pour Wb, Elisa - P19532

Numéro d'article: CM0029843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TFE3 humaine (Facteur de transcription E3). Validé pour WB et ELISA. Réagit avec la TFE3 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse lysosomiale et la signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFE3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7030
GeneID	7030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la TFE3 humaine (NP_006512.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19532
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace