


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tfe3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

Numéro d'article: CM0003662



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le TFE3 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

L'immunogène recombinant assure une haute spécificité pour la recherche sur la biogenèse des lysosomes et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TFE3 Lapin mAb
Remarques/Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7030
GeneID	7030
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-440 du TFE3 humain (P19532).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19532
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace