

Anticorps Polyclonal Anti-Tfeb Pour Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Numéro d'article: CM0029205

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TFEB (facteur de transcription EB), validé pour le Western blot, l'IP et l'ELISA. Détecte TFEB humain et murin, un régulateur clé de l'autophagie et de la biogenèse lysosomale. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFEB Rabbit pAb
Remarques/Alias	Tcfef; bHLHe35
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1737
GeneID	21425
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-476 de TFEB de souris (NP_001155194.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9R210
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace