

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfeb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Numéro d'article: CM0021912



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TFEB humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît TFEB d'origine humaine, souris et rat. Outil essentiel pour la recherche sur l'autophagie, la biogenèse lysosomiale et la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TFEB Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB                                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                               |
| ID du gène (Humain)  | 7942                                                                                                                                                 |
| ID du gène           | 7942                                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-461 de TFEB humain (NP_009093.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                  |
| SWISS                | P19484                                                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 52 kDa                                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                         |