


Anticorps Monoclonal Anti-Tff1/Ps2 Pour Wb - P04155

Numéro d'article: CM0012796



Introduction

Anticorps monoclonal anti-TFF1/pS2 pour Western blot, immunoprécipitation, immunofluorescence et ELISA. Reconnaît le facteur trefoil 1 humain, murin et de rat. Poids cible 9 kDa. Idéal pour la recherche gastro-intestinale et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	pS2 ; BCEI ; HPS2 ; HP1.A ; pNR-2 ; D21S21
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7031
ID du gène	7031
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04155
Poids protéique	9 kDa
Expédition	Sac de glace