


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tff1/Ps2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04155

Numéro d'article: CM0024622



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TFF1/pS2 humain (facteur trèfle 1). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le tractus gastro-intestinal et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TFF1/pS2
Remarques/Alias	pS2 ; BCE1 ; HPS2 ; HP1.A ; pNR-2 ; D21S21 ; TFF1/pS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7031
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-84 du TFF1/pS2 humain (NP_003216.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04155
Poids moléculaire de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace