

Anticorps Polyclonal Anti-Tff2 Pour Wb, Elisa - Q03403

Numéro d'article: CM0025750

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du facteur tréfoil 2 humain (TFF2). Validé pour les applications WB et ELISA. TFF2 est une protéine sécrétée qui module la sécrétion d'acide gastrique et la stabilité du mucus, ce qui en fait une cible clé pour la recherche sur les maladies gastro-intestinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SP; SML1; TFF2
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7032
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-129 de la TFF2 humaine (NP_005414.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03403
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace