


Anticorps Monoclonal Anti-Tff3 Pour Ihc-P, Elisa - Q07654

Numéro d'article: CM0010176



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible le TFF3 humain (facteur tréfole intestinal), validé pour les applications IHC-P et ELISA. Idéal pour étudier la réparation muqueuse et la mobilité des cellules épithéliales dans les tissus intestinaux et utérins.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	TFF3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7033
GeneID	7033
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-80 du TFF3 humain (Q07654)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q07654
Poids de la protéine	9kDa
Expédition	Sac de glace