


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tff3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q07654

Numéro d'article: CM0019824



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TFF3 de haute qualité, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec le TFF3 humain, un facteur clé de réparation muqueuse. Idéal pour la recherche sur les maladies gastro-intestinales et inflammatoires de l'intestin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFF3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-94 du TFF3 humain (NP_003217.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q07654
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace