

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tfpi Pour Wb, Elisa - P10646

Numéro d'article: CM0010722



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TFPI humain (Tissue factor pathway inhibitor, inhibiteur de la voie du facteur tissulaire), validé pour WB et ELISA. Essentiel pour la recherche sur la coagulation et le développement de tests diagnostiques. - P10646

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-TFPI de lapin
Remarques / Alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7035
GeneID	7035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-304 du TFPI humain (P10646).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10646
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace