

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfpi Pour Wb, Elisa - P10646

Numéro d'article: CM0013602



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TFPI pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé pour les études de l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire dans la recherche sur l'hémostase et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TFPI
Remarques/Alias	EPI ; TFI ; LACI ; TFPI1 ; TFPI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7035
GeneID	7035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-224 du TFPI humain (NP_001027452.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10646
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace