

Anticorps Polyclonal Anti-Tfpi2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48307

Numéro d'article: CM0025847



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TFPI2 humaine (PP5, TFPI-2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Utile pour les études sur la coagulation, le remodelage matriciel et l'inhibition des sérines protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFPI2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PP5, REF1, TFPI-2
Espèce	Humain
Identifiant génétique	7980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-235 de la TFPI2 humaine (NP_006519.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48307
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac isotherme