

Anticorps Polyclonal Anti-Tfr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Up52

Numéro d'article: CM0027997

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TFR2 humain (Protéine réceptrice de la transferrine 2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Pour la recherche sur le métabolisme du fer et les hépatocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HFE3; TFRC2; TFR2
Espèce	Humain
ID de gène	7036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-330 du TFR2 humain (NP_003218.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UP52
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace